

LEVIER À STATION DEBOUT

Modèle évalué : _____

Date : _____ Évaluateur : _____

AJUSTEMENT EN HAUTEUR (COURSE VERTICALE)	Descend suffisamment bas pour accommoder une assise à hauteur variable et permettre de lever debout des personnes de différentes grandeurs	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
MANETTE DE COMMANDE	La commande est amovible et s'accroche facilement et solidement.	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Mécanisme de retenue : à crochet <input type="checkbox"/> à aimant <input type="checkbox"/> à velcro <input type="checkbox"/>
	Commande intégrée au mât	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	La longueur du cordon de raccord étiré est de 80 po (203 cm) ou plus et le cordon ne doit pas perdre son élasticité à l'usage	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
BASE	Hauteur du sol jusqu'au-dessus de la base d'au maximum 5 po (12,7 cm)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Mécanisme d'écartement facile à actionner	Électrique au mât <input type="checkbox"/> Au pied <input type="checkbox"/>

	La base se verrouille en position ouverte (ne se referme pas lorsqu'une roue entre en contact avec un obstacle)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
ROUES ET FREINS	Roues de 3 po à 5 po (7,6 à 12,7 cm)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Freins accessibles et faciles à appliquer	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
BATTERIE	Batterie située à la face externe du mât	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Intégrée <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/>
	Batterie permet un minimum de 50 transferts aller-retour	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Indicateur visuel du degré de charge de la batterie	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Batterie sans mémoire	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Un mécanisme d'urgence permet de compléter un transfert	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
CAPACITÉ DE CHARGE	Capacité de charge :	
BARRE DE POUSSÉE	Permet de positionner les mains à l'horizontale ou à la verticale	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Antidérapant sur la barre de poussée	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
VITESSE DE MONTÉE ET DE DESCENTE	La vitesse doit être progressive, sans secousse	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
REPOSE-PIEDS	Recouvert d'un antidérapant	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Ajustable en hauteur	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

	Rétractable permettant la marche	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
APPUIE-GENOUX	Ajustable en hauteur	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Profilé	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Rembourré	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>