

LIT

Modèle évalué : _____

Date : _____ Évaluateur : _____

POSITIONS	Possède trois fonctions : ajustement de la hauteur, levée de la tête et levée du pied	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
DIMENSIONS	Largeurs disponibles	36 po <input type="checkbox"/> 39 po <input type="checkbox"/> 48 po <input type="checkbox"/> 54 po <input type="checkbox"/> 60 po <input type="checkbox"/>
	Longueurs réelles disponibles	75 po <input type="checkbox"/> 80 po <input type="checkbox"/> 84 po <input type="checkbox"/>
	Longueurs possibles avec dispositif d'allongement	80 po <input type="checkbox"/> 84 po <input type="checkbox"/>
	Longueur hors-tout avec tête et pied de lit :	
COURSE VERTICALE (sans matelas)	Ajustements possibles :	
	Dégagement sous le lit permettant le passage du lève-personne mobile avec roues d'au maximum 5 po (12,7 cm)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

	Doit descendre au minimum à 17,9 po (455 mm) et à 34,8 po (885 mm) à son maximum (selon norme BNQ). Course :	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Extensions disponibles pour surélever le lit	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
MANETTE DE CONTRÔLE	Pictogrammes explicites, faciles à comprendre	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Boutons faciles à actionner	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
POIDS ET VOLUME	Poids total du lit :	
	Démontable (si oui, nombre de sections et poids) :	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
ROUES ET FREINS	Roues de 3 po à 5 po (7,6 à 12,7 cm)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En métal <input type="checkbox"/> En plastique <input type="checkbox"/>
	Roues pivotantes dont une pouvant devenir directionnelle	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Freins présents sur toutes les roues. Type :	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Frein centralisé (bloqué en une seule opération)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
SOMMIER	Sommier de type plateforme pleine, à lattes ou autre	Plate-forme pleine <input type="checkbox"/> À lattes <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>

TÊTE ET PIED	Facilement amovibles sans outil	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Lit pouvant être utilisé sans tête ni pied	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
COURSE DE LA TÊTE DE LIT	La course de la tête de lit permet le plus de latitude possible en termes de changement de position (angle d'au moins 60°)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Les ridelles (côtés de lit) suivent la course de la tête de lit	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
COURSE DE LA SECTION DES JAMBES	La section des jambes permet l'élévation des cuisses de 25° par rapport à l'horizontale	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
MANIVELLE D'URGENCE	Mécanisme d'urgence qui permet de revenir à la position horizontale	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
CAPACITÉ DE SUPPORT	Capacité maximale :	
BUTÉES LATÉRALES ET AU PIED DU LIT	Présence de butées pour éviter le glissement du matelas	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
RIDELLES (côtés de lit)	Dimensions (longueur, hauteur) :	Pleine longueur <input type="checkbox"/> Demi-côté <input type="checkbox"/>
	Distance d'au moins 22 cm (10 po, <i>norme BNQ : 220 mm</i>) entre le dessus du matelas et le dessus du côté du lit en position levée	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

	Lorsque les barrières latérales du lit sont abaissées, leur partie supérieure n'excède pas le dessus du matelas standard comprimé par l'application d'une charge	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	S'il y a présence de deux côtés de lit, l'espace entre les deux côtés de lit de demi-longueur situés du même côté est de moins de 60 mm ou plus de 235 mm (2,5 po ou plus de 9,5 po) (<i>MSSS 2005 : un espace de plus de 60 mm mais moins de 235 mm présente un risque</i>).	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Possède un système de fixation rétractable	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Présence d'un système de blocage ou de verrouillage indépendant pour chaque côté de lit	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Les mécanismes de blocage ou de verrouillage sont faciles à utiliser et exigent peu de force aux membres supérieurs	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES	Accessoires disponibles :	